

Aptima-järjestelmänesteen säilöntäainetarvikesarja (Tigris™ DTS™ -järjestelmä)

In vitro diagnostiseen käyttöön.

Käyttötarkoitus

Aptima-järjestelmänesteen säilöntäainetarvikesarjaa käytetään Aptima-määritysten kanssa Tigris DTS-järjestelmässä. Käytä järjestelmänesteen säilöntäainetarvikesarjaa asianmukaisen määrityksen pakkausselosteessa annettujen ohjeiden ja *Tigris DTS-järjestelmän käyttäjän oppaan* (Tigris DTS System Operator's Manual) mukaisesti.

Reagenssit

Aptima-järjestelmänesteen säilöntäainetarvikesarjan reagenssit annetaan alla Tigris DTS-järjestelmälle. Reagenssin nimen vieressä on myös annettu reagenssin tunnistussymbolit.

Pakkauksessa olevat tarvikkeet

Huomautus: Katso tietoja reagensseihin mahdollisesti liittyvistä vaaroista ja varoituseusekkeitä kohdasta *Safety Data Sheet Library* (turvallisuustiedotekirjasto) osoitteessa www.hologic.com/sds.

Aptima-järjestelmänesteen säilöntäainetarvikesarja (1 laatikko) (tuotenro 302380)

Tuotteen osa	Määrä	Kuvaus
Aptima-järjestelmänesteen säilöntäaine	1 x 200 ml	Järjestelmänesteen säilöntäaine sisältää 2,5 % natriumhypokloriittia, joka estää mikrobien kasvua vesipohjaisessa liuoksessa.

Tarvittavat materiaalit, jotka on hankittava erikseen

Sopiva(t) Aptima-määritystarvikesarja(t)

Tigris DTS-järjestelmä

Vesi Tigris DTS -järjestelmälle. Tigris DTS-järjestelmän vettä koskevat tiedot, ks. *Tigris DTS-järjestelmän käyttäjän opas* (Tigris DTS System Operator's Manual).

Hologic saatavilla olevat materiaalit

Sopiva(t) Aptima-määritystarvikesarja(t)

Tigris DTS-järjestelmä (tuotenro 105118)

Varoitukset ja varotoimet

- Laimentamaton järjestelmänesteen säilöntäaine on syövyttävää.
- Syövyttävä Varottava järjestelmänesteen säilöntäaineen joutumista iholle, silmiin ja limakalvoihin. Pese altistunut alue vedellä, jos joudut kosketuksiin tämän nesteen kanssa. Jos tämä neste roiskuu, laimenna vedellä ennen pyyhkimistä kuivaksi.
- Noudata laboratorion tavanomaisia varotoimia. Älä pipetoi suulla. Älä aterioi, juo tai tupakoi laboratorion työskentelyalueella. Pese kädet perusteellisesti Aptima-määritysnesteiden käsittelyn jälkeen.
- Älä täytä järjestelmänesteen säilöntäaineen säiliötä pipetointia.

Säilytys- ja käsittelyohjeet

- Aptima-järjestelmänesteen säilöntäaine pysyy stabiilina avaamattomassa pakkauksessa 15–30 °C viimeiseen käyttöpäivään saakka.
- Älä käytä viimeisen käyttöpäivän jälkeen. **Ei saa jäätyä.** Avattuna Aptima-järjestelmänesteen säilöntäaine on stabiili 30 päivän ajan huoneenlämmössä säilytettyinä.
- Aptima-järjestelmänesteen säilöntäainetta voidaan käyttää lämpötilassa 15–30 °C ja suhteellisessa kosteudessa 20–85 %.

Toimenpidehuomautuksia

Järjestelmäneste

Kaada koko järjestelmänesteen säilöntäaineen pullo tyhjään Tigris DTS-järjestelmänesteen säiliöön. Täytä järjestelmänesteen säiliö Tigris DTS-järjestelmää varten tarkoitettulla vedellä, kunnes nestepinta on säiliön

kahden yhtenäisen viivan välissä. Tigris DTS -järjestelmän vettä koskevat spesifikaatiot, ks. *Tigris DTS-järjestelmän käyttäjän opas* (Tigris DTS System Operator's Manual). Järjestelmäneste on stabiili 30 päivän ajan huoneenlämmössä säilytettyinä (15–30 °C) ja sitä voidaan käyttää korkeintaan 14 päivää Tigris DTS-järjestelmään lataamisen jälkeen.

Rajoitukset

Määritykset on suoritettava ja tulokset tulkittava asianmukaisen määritystarvikesarjan pakkausselosteen ohjeiden ja *Tigris DTS-järjestelmän käyttäjän oppaan* (Tigris DTS System Operator's Manual) mukaisesti.

Näistä toimenpiteistä poikkeaminen voi aikaansaada epäluotettavia tuloksia. Vanhentuneen Aptima-järjestelmänesteen säilöntäaineen käyttö voi antaa virheellisiä tuloksia.

Odotetut arvot

Odotetut arvot on annettu asianmukaisen määrityksen pakkausselosteessa.



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Asiakastuki: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)
customersupport@hologic.com

Tekninen tuki: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Lisää yhteystietoja osoitteessa www.hologic.com



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

©2001–2017 Hologic, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

501531FI Versio 002
2017-04