

**Souprava Aptima Auto Detect (systém Panther™)**

Pro diagnostické použití *in vitro*.

**Účel použití**

Souprava Aptima Auto Detect se používá v systému Panther.

**Dodávané materiály**

**Poznámka:** Informace o H-větách a P-větách, které mohou být spojeny s reagensy, naleznete v knihovně bezpečnostních listů (Safety Data Sheet Library) na adrese [www.hologic.com/sds](http://www.hologic.com/sds).

**Souprava Aptima Auto Detect (kat. č. 303013)**

(Po přijetí skladujte při teplotě od 15 °C do 30 °C)

Symbol	Složka	Množství
R1	Činidlo Aptima Auto Detect 1 <i>Vodný roztok obsahující 0,1 % peroxid vodíku a 0,001 N kyselinu dusičnou.</i>	1 x 245 mL
R2	Činidlo Aptima Auto Detect 2 <i>1,6 N hydroxid sodný.</i>	1 x 245 mL

**Varování a bezpečnostní opatření**

- Zamezte styku činidel Auto Detect 1 a 2 s kůží, očima a sliznicemi. Pokud se tyto kapaliny dostanou do styku s kůží nebo očima, omyjte postiženou oblast vodou. Dojde-li k rozlité těchto kapalin, zředte rozlité kapaliny vodou a pak je vytřete dosucha.
- Používejte rutinní laboratorní bezpečnostní opatření.

**Požadavky na uchování a manipulaci**

- Soupravu Aptima Auto Detect uchovávejte při teplotě 15 °C až 30 °C.
- Teplota kapalin před použitím musí být 15 °C až 30 °C. Po otevření jsou kapaliny stabilní po dobu 60 dní.
- Pokud se vytvořil precipitát, ohřejte kapaliny na 37 °C až 60 °C, aby se precipitát snadněji rozpustil. Před použitím kapaliny ochlaďte na pokojovou teplotu a pečlivě promíchejte.
- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

**Postup**

Po výzvě systému vyměňte lahve v zásuvce univerzálních kapalin. Viz *Panther System Operator's Manual* (Návod k obsluze systému Panther).



Hologic, Inc.  
10210 Genetic Center Drive  
San Diego, CA 92121 USA



**Emergo Europe**  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Podpora zákazníků: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)  
customersupport@hologic.com

Technická podpora: +1 888 484 4747  
molecularsupport@hologic.com

Další kontaktní informace naleznete na [www.hologic.com](http://www.hologic.com).

Hologic, Aptima, a Panther jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Hologic, Inc. nebo jejích dceřiných společností ve Spojených státech amerických nebo v jiných zemích.

Všechny ostatní ochranné známky, které se mohou objevit v tomto příbalovém letáku, jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

©2001–2017 Hologic, Inc. Všechna práva vyhrazena.

502180CS Rev. 002  
2017-04