

Aptima Auto Detect kit (Panther™-system)

Til *in vitro* diagnostisk brug.

Tilsigtet anvendelse

Aptima Auto Detect kittet er til brug på Panther-systemet.

Vedlagte materialer

Bemærk: For oplysninger om enhver fare og sikkerheds erklæringer, der kan være tilknyttet reagenser, henvises til Safety Data Sheet Library (Arkivet med sikkerhedsdataark) på www.hologic.com/sds.

Aptima Auto Detect kit (Kat. nr. 303013)

(Opbevares ved 15 °C til 30 °C ved modtagelsen)

| Symbol | Komponent | Kvantitet |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| R1 | Aptima Auto Detect 1 <i>Vandig opløsning, der indeholder 0,1 % hydrogenperoxid og 0,001 N salpetersyre.</i> | 1 x 245 mL |
| R2 | Aptima Auto Detect 2 <i>1,6 N natriumhydroxid.</i> | 1 x 245 mL |

Advarsler og forholdsregler

- Undgå, at Auto Detect 1 og Auto Detect 2 kommer i kontakt med huden, øjnene og slimhinderne. Hvis disse væsker kommer i kontakt med huden eller øjnene, vaskes det pågældende sted med vand. Hvis disse væsker spildes, skal den spildte væske fortyndes med vand, inden den tørres op.
- Rutinemæssige laboratorieforholdsregler skal følges.

Krav til opbevaring og håndtering

- Opbevar Aptima Auto Detect kittet ved 15 °C til 30 °C.
- Væskerne skal have en temperatur på 15 °C til 30 °C inden brug. Efter åbning er væskerne stabile i 60 dage.
- Hvis udfældning er dannet, opvarmes væskerne ved 37 °C til 60 °C for at lette opløsning af udfældningen. Nedkøl væskerne til stuetemperatur og bland dem grundigt inden brug.
- Må ikke bruges efter udløbsdatoen.

Fremgangsmåde

Udskift flaskerne i universalvæskeskuffen, når systemet giver meddelelse derom. Se *Panther System Operator's Manual* (brugervejledning til Panther-systemet).



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Kundesupport: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)
customersupport@hologic.com

Teknisk rådgivning: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

For yderligere kontaktoplysninger henvises til www.hologic.com.

Hologic, Aptima, og Panther er varemærker og/eller registrerede varemærker, der tilhører Hologic, Inc. og/eller deres datterselskaber i USA og/eller andre lande.

Alle andre varemærker, der måtte findes i denne indlægsseddel, tilhører de respektive ejere.

©2001–2017 Hologic, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

502180DA Rev. 002
2017-04