

**Aptima Auto Detect Kit (Panther™ System)**

*In-vitro*-Diagnostikum.

## Verwendungszweck

Das Aptima Auto Detect Kit ist zur Verwendung auf dem Panther-System bestimmt.

## Im Lieferumfang enthaltene Materialien

**Hinweis:** Informationen zu eventuell mit den Reagenzien verbundenen Gefahren- und Vorsichtshinweisen finden Sie in der Sicherheitsdatenblatt-Sammlung (Safety Data Sheet Library) unter [www.hologic.com/sds](http://www.hologic.com/sds).

### Aptima Auto Detect Kit (Best.-Nr. 303013)

(Lagerung bei 15 °C bis 30 °C nach Empfang)

Symbol	Komponente	Menge
R1	Aptima Auto Detect 1 <i>Wässrige Lösung mit 0,1% Wasserstoffperoxid und 0,001 N Salpetersäure.</i>	1 x 245 mL
R2	Aptima Auto Detect 2 <i>1,6 N Natriumhydroxid.</i>	1 x 245 mL

## Warn- und Vorsichtshinweise

- A. Kontakt von Auto Detect 1 und Auto Detect 2 mit der Haut, den Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei Kontakt dieser Flüssigkeiten mit der Haut oder den Augen den betroffenen Bereich mit Wasser abwaschen. Bei Verschütten dieser Flüssigkeiten die verschüttete Flüssigkeit mit Wasser verdünnen und dann aufwischen.
- B. Die normalen Vorsichtsmaßnahmen im Labor ergreifen.

## Lagerungs- und Handhabungsbedingungen

- A. Das Aptima Auto Detect Kit bei 15 °C bis 30 °C aufbewahren.
- B. Die Flüssigkeiten müssen vor dem Gebrauch eine Temperatur von 15 °C bis 30 °C haben. Nach dem Öffnen bleiben die Flüssigkeiten 60 Tage lang stabil.
- C. Falls sich ein Niederschlag gebildet hat, die Flüssigkeiten auf 37 °C bis 60 °C erwärmen, um die Auflösung des Niederschlages zu beschleunigen. Die Flüssigkeiten vor dem Gebrauch auf Raumtemperatur abkühlen lassen und gründlich mischen.
- D. Nicht nach dem Verfallsdatum verwenden.

## Verfahren

Die Flaschen im Universal-Flüssigkeitseinschub nach Aufforderung durch das System wechseln. Siehe *Panther System Operator's Manual* (Bedienungsanleitung für das Panther-System).



Hologic, Inc.  
10210 Genetic Center Drive  
San Diego, CA 92121 USA



**Emergo Europe**  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Kundensupport: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)  
customersupport@hologic.com

Technischer Kundendienst: +1 888 484 4747  
molecularsupport@hologic.com

Weitere Kontaktinformationen finden Sie unter [www.hologic.com](http://www.hologic.com).

Hologic, Aptima, und Panther sind Marken und/oder eingetragene Marken von Hologic, Inc. und/oder seinen Tochterunternehmen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Alle anderen Marken, die möglicherweise in dieser Packungsbeilage erscheinen, gehören dem jeweiligen Eigentümer.

©2001–2017 Hologic, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

502180DE Rev. 002  
2017-04