

Autodetekční souprava Aptima

Pro diagnostické použití *in vitro*.

Účel použití

Autodetekční Souprava Aptima se používá s luminometrem Leader™ HC+ a nástrojovým systémem Tigris™.

Dodávané materiály

Poznámka: Informace o H-větech a P-větech, které mohou být spojeny s reagensy, naleznete v knihovně bezpečnostních listů (Safety Data Sheet Library) na adrese www.hologic.com/sds.

Autodetekční Souprava Aptima - kat. č. 1048

Symbol	Složka	Popis	Množství
R1	Autodetekční činidlo Aptima 1	Vodný roztok obsahující 0,1 % peroxid vodíku a 0,001 N kyselinu dusičnou.	1 x 245 ml
R2	Autodetekční činidlo Aptima 2	1,6 N hydroxid sodný	1 x 245 ml

Varování a bezpečnostní opatření

- A. Pro diagnostické použití *in vitro*.**
- B. Zamezte styku autodetekčních činidel 1 a 2 s kůží, očima a sliznicemi. Omyjte vodou, pokud se tyto roztoky dostanou do styku s kůží nebo očima. Pokud dojde k vylití těchto kapalin, naředte je vodou a dosucha vytřete. Používejte rutinní laboratorní bezpečnostní opatření.

Požadavky na uchovávání a manipulaci

Kapaliny obsažené v Autodetekční Souprava Aptima mají být uchovávány při teplotě 15 až 30 °C. Pokud dojde k zmrznutí kapalin při přepravě nebo uchovávání, může dojít ke vzniku precipitátu. Zahřátí kapalin při teplotě 37 až 60 °C usnadňuje rozpuštění precipitátu. Pokud je zahřívání nezbytné, zchlaďte kapaliny na pokojovou teplotu a důkladně je před použitím promíchejte. Kapaliny musí mít teplotu 18 až 28 °C před použitím s luminometrem Leader HC+ a teplotu 15 až 30 °C před použitím se systémem Tigris.

Postup

- Vyjměte přítomné autodetekční lahvičky.
- Zaveďte do přístroje nové autodetekční lahvičky dle postupu uvedeného v odpovídající provozní příručce.

Poznámky k postupu

- Ujistěte se, že jsou do přístroje před použitím vloženy autodetekční lahvičky.
- Možné zdroje chyby zahrnují chybu obsluhy při instalaci lahviček nebo použití autodetekčních činidel 1 a 2 po uplynutí doby jejich použitelnosti.



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Podpora zákazníků: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)
customersupport@hologic.com

Technická podpora: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Další kontaktní informace naleznete na www.hologic.com.



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

©2001-2017 Hologic, Inc. Všechna práva vyhrazena.

IN0055-01-CS Rev. 002
2017-04