

# Aptima Auto Detect Kit

Til *in vitro* diagnostisk brug.

## Tilsløst anvendelse

Aptima Auto Detect Kit skal anvendes sammen med et Leader™ HC+ luminometer og Tigris™ instrumentsystemet.

## Materialer der følger med

**Bemærk:** For oplysninger om enhver fare og sikkerhedsdeklareringer, der kan være tilknyttet reagenser, henvises til Safety Data Sheet Library (Arkivet med sikkerhedsdataark) på [www.hologic.com/sds](http://www.hologic.com/sds).

### Aptima Auto Detect Kit- kat. nr. 1048

Symbol	Komponent	Beskrivelse	Kvantum
R1	Aptima Auto Detect 1	Vandig opløsning, der indeholder 0,1 % hydrogenperoxid og 0,001 N salpetersyre	1 x 245 ml
R2	Aptima Auto Detect 2	1,6 N natriumhydroxid	1 x 245 ml

## Advarsler og forholdsregler

- A. Til *in vitro* diagnostisk brug.
- B. Undgå, at Auto Detect 1 og Auto Detect 2 kommer i kontakt med huden, øjnene og slimhinderne. Hvis disse væsker kommer i kontakt med huden eller øjnene, vaskes det pågældende sted med vand. Hvis disse væsker spildes, skal den spildte væske fortyndes med vand, inden den tørres op. Rutinemæssige laboratorieforholdsregler skal følges.

## Krav til opbevaring og håndtering

Væskerne i Aptima Auto Detect Kit skal opbevares ved 15-30 °C. Hvis væskerne nedfryses under forsendelse eller opbevaring, kan der dannes bundfald. Bundfaldet kan lettest opløses ved at varme væskerne op til 37-60 °C. Hvis opvarmning er nødvendig, skal væskerne køles ned til stuetemperatur og blandes grundigt inden brug. Væsker skal have en temperatur på 18-28 °C inden brug sammen med Leader HC+ luminometeret og 15-30 °C inden brug på Tigris-systemet.

## Fremgangsmåde

- Fjern de eksisterende Auto Detect-flasker.
- Sæt de nye Auto Detect-flasker i instrumentet som anvist i betjeningsvejledningen til det pågældende instrument.

## Bemærkninger til fremgangsmåden

- Husk, at instrumentet skal primers med Auto Detect-væsker inden brug.
- Mulige årsager til fejl omfatter operatørfejl under isætning af flasker og brug af Auto Detect 1 og Auto Detect 2 med overskredet udløbsdato.



Hologic, Inc.  
10210 Genetic Center Drive  
San Diego, CA 92121 USA

Kundesupport: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)  
[customersupport@hologic.com](mailto:customersupport@hologic.com)

Teknisk rådgivning: +1 888 484 4747  
[molecularsupport@hologic.com](mailto:molecularsupport@hologic.com)

For yderligere kontaktoplysninger henvises til [www.hologic.com](http://www.hologic.com).



**Emergo Europe**  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

©2001-2017 Hologic, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

IN0055-01-DA Rev. 002  
2017-04