

Aptima Auto Detect Kit

Zur *in vitro* diagnostischen Anwendung.

Verwendungszweck

Das Aptima Auto Detect Kit ist zur Verwendung mit dem Leader™ HC+ Luminometer und dem Tigris™ Gerätesystem bestimmt.

Im Lieferumfang enthaltene Materialien

Hinweis: Informationen zu eventuell mit den Reagenzien verbundenen Gefahren- und Vorsichtshinweisen finden Sie in der Sicherheitsdatenblatt-Sammlung (Safety Data Sheet Library) unter www.hologic.com/sds.

Aptima Auto Detect Kit - Best.-Nr.1048

Symbol	Komponente	Beschreibung	Menge
R1	Aptima Auto-Detect 1	Wässrige Lösung mit 0,1 % Wasserstoffperoxid und 0,001 N Salpetersäure	1 x 245 ml
R2	Aptima Auto-Detect 2	1,6 N Natriumhydroxid	1 x 245 ml

Warn- und Vorsichtshinweise

- A. Zur *in vitro* diagnostischen Anwendung.**
- B. Kontakt von Auto-Detect 1 und Auto-Detect 2 mit der Haut, den Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei Kontakt dieser Flüssigkeiten mit der Haut oder den Augen den betroffenen Bereich mit Wasser abwaschen. Bei Verschüttung dieser Flüssigkeiten mit Wasser verdünnen und abwischen. Die normalen Vorsichtsmaßnahmen im Labor ergreifen.

Lagerungs- und Handhabungsbedingungen

Die im Aptima Auto Detect Kit enthaltenen Flüssigkeiten müssen bei 15°C bis 30°C gelagert werden. Wenn die Flüssigkeiten während des Versands oder der Lagerung gefrieren, kann sich ein Präzipitat bilden. Eine Erwärmung der Flüssigkeiten auf 37°C bis 60°C erleichtert die Auflösung des Präzipitats. Wenn eine Erwärmung notwendig ist, kühlen Sie die Flüssigkeit vor der Verwendung auf Raumtemperatur ab und mischen Sie sie gründlich. Flüssigkeiten müssen vor der Verwendung mit dem Leader HC+ Luminometer im Temperaturbereich von 18°C bis 28°C und vor der Verwendung mit dem Tigris System im Bereich von 15°C bis 30°C sein.

Verfahren

- Entfernen Sie die vorhandenen Auto-Detect-Flaschen.
- Installieren Sie die neuen Auto-Detect-Flaschen im Gerät, wie es in der Bedienungsanleitung des entsprechenden Geräts beschrieben ist.

Verfahrenshinweise

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Verwendung mit Auto Detect vorbereitet wurde.
- Mögliche Fehlerquellen umfassen Bedienerfehler während der Installation von Flaschen oder die Verwendung von Auto-Detect 1 und Auto-Detect 2 mit abgelaufenem Verfallsdatum.



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Kundensupport: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)
customersupport@hologic.com

Technischer Kundendienst: +1 888 484 4747

molecularsupport@hologic.com

Weitere Kontaktinformationen finden Sie unter www.hologic.com.



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

©2001-2017 Hologic, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

IN0055DE-01 Rev. 002
2017-05