

**Autorisert representant for EU:**

Hologic Ltd.
Heron House Oaks Business Park
Crewe Road
Wythenshawe, Manchester
M23 9HZ, UK
Tel: +44 (0)161 946 2206
Fax: +44 (0)161 602 0995
Email AuthorisedRepresentativeEurope@hologic.com

I. BRUKSOMRÅDE:

Dette produktet er ment å forenkle ekstrahering av nukleinsyre fra prøver eksponert for et formalinfiksativ.

II. LEVERTE REAGENSER

Merknad: For informasjon om eventuelle fare- og sikkerhetssetninger som kan være forbundet med reagenser, se Safety Data Sheet Library (HMS-biblioteket) på www.hologic.com/sds.
Konverteringsløsning (2 flasker, 115 ml per flaske)

III. REAGENSENS SAMMENSETNING

Bufferblanding som inneholder Tris-bufferløsning og EDTA
pH 7,52 +/- 0,32
Konduktivitet 52,6 ms/cm, +/- 6,4

IV. LAGRING OG HÅNDTERING

Reagenser skal lagres i romtemperatur og er stabile inntil utløpsdatoen som er angitt på flasken.
Produktkomponenter (produktrester, forpakning) kan betraktes som laboratorieavfall. Avhend ubrukte reagenser og avfall i samsvar med pålagte føderale, statlige og lokale forskrifter.

V. BRUKSANVISNING

Fjern så mye fiksativ som mulig fra cellematerialet.
Suspender cellemateriale i 0,2 ml konverteringsløsning.
Inkuber prøven ved 115 °C i 1 time.

MERK: KONVERTERINGSLØSNINGSVOLUMET, INKUBASJONSTEMPERATUREN OG -TIDEN SKAL BESTEMMES EMPIRISK BASERT PÅ PRØVETYPE OG EKSTRAHERINGSMETODE.

VI. BEGRENSNINGER

Dette produktet ble testet på prøver eksponert for en 10 % nøytral bufret formalinløsning og på prøver eksponert for en alkoholbasert konserveringsvæske som inneholder formalin. Bruk av konverteringsvæske med prøver eksponert for andre formalinfiksativer eller alkoholbaserte løsninger, har ikke vært evaluert.

VII. KONTAKTINFORMASJON**Produsent:**

Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Kundestøtte: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)
customersupport@hologic.com

Teknisk support: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

VIII. MERKNAD TIL MOTTAKER OM BEGRENSET LISENS

Mottak av produktet fra Hologic, eller dets autoriserte distributør, inkluderer en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens under åndsrettigheter holdt av Hologic. Denne lisensen er kun for det formål å bruke produktet i metodene de var beregnet for. Denne begrensede lisensen inkluderer ikke en lisens for å bruke produktet til ny produktforskning eller utvikling, produktfremstilling, reverse-engineering, forbedringer i produktets teknologi eller annet kommersielt formål. Kunden er ikke autorisert til å overføre dette produktet til noen tredjepart for noe annet formål uten uttrykkelig skriftlig godkjenning fra Hologic. Med unntak av det som uttrykkelig er angitt i dette avsnittet, innrømmes ingen annen lisens uttrykkelig, indirekte eller ved innsigelsesavskjæring.

Legal Department, Hologic, Inc., 250 Campus Drive, Marlborough, MA, 01752, (508) 263-2900.

IX. BEGRENSET PRODUKTGARANTI

GARANTIER. Det garanteres overfor opprinnelig kjøper at utstyr, forbruksmaterieell og programvare har en ytelse som vesentlig er i samsvar med publiserte produktspesifikasjoner i ett (1) år som begynner ved installasjonsdato (hvis relevant) eller fra leveringsdato, avhengig av hva som inntreffer først. Ettersalgalternativer og tilbehør garanteres i seks (6) måneder og røntgenrør garanteres et lineært proporsjonalt grunnlag som angitt i gjeldende produktspesifikasjoner ("Garantiperiode"). Erstatningsdeler garanteres for resten av garantiperioden eller nitti (90) dager fra levering, avhengig av hva som inntreffer først. Det garanteres at forbruksvarer er i overensstemmelse med publiserte spesifikasjoner i en periode som utgår på utløpsdatoen på den respektive emballasjen. Det garanteres at service skal utføres på fagmessig måte. Hologic garanterer ikke at bruken av produktet vil være avbruddsfri eller feilfri, eller at produktene kan brukes med tredjeparts produkter som ikke er autorisert av Hologic. HOLOGICS HELE GARANTIANSVAR ER UTTRYKkelig BEGRENSET TIL REPARASJON ELLER ERSTATNING (ETTER HOLOGICS VALG OG I DEN FORM PRODUKTET OPPRINNELIG BLE LEVERT) AV PRODUKT ELLER KORRIGERING AV TJENESTE UNDERLAGT ETHVERT KRAV, ELLER, ETTER HOLOGICS VALG, TILBAKEBETALING AV, ELLER KREDITERING AV KUNDEN MED ET BELØP SOM TILSVARER HOLOGICS PRIS, GEBYR ELLER AVGIFT FOR DETTE. NEVNTE GARANTIER ER I STEDET FOR OG EKSKLUDERER ALLE ANDRE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER SOM IKKE UTTRYKkelig ER ANGITT HER, ENTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE VED LOV ELLER ANNET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, NOEN UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. SLIK BEGRENSET GARANTI GIS KUN TIL OPPRINNELIG KUNDE

OG GIS IKKE TIL, OG KAN HELLER IKKE TAS FOR GITT AV, NOEN TREDJEPART INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, KUNDER AV KUNDEN. GARANTIEN GJELDER IKKE VED OVERFØRING AV PRODUKTET FRA KUNDEN TIL NOEN ENHET SOM HAR UNDER FEMTI (50) PROSENT EIERSKAP I PRODUKTET. ENKELTE LAND TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE, SÅ DET KAN HENDE AT UTELATELSENE IKKE GJELDER FOR DEG. DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA LAND TIL LAND. Garantien gjelder ikke for noen enheter som er: (a) reparert, flyttet eller endret av andre enn servicepersonell som er autorisert av Hologic, (b) utsatt for fysisk (inkludert varme eller elektrisk) misbruk, stress eller feilaktig bruk, (c) lagret, vedlikeholdt eller brukt på noen måte som er i uoverensstemmelse med gjeldende spesifikasjoner eller instruksjoner fra Hologic eller (d) betegnet som levert i henhold til en garanti som ikke er fra Hologic eller på grunnlag av en forhåndsutgivelse eller "as-is".

GARANTIKRAV OG KOMPENSASJON. Ved eventuelle garantikrav vil Hologic erstatte med nytt eller reparert utstyr alle utstyrets deler, komponenter eller forbruksmaterieell som utgjør et garantibrudd, og vil bestrebe oss på raskt å løse eller tilby en løsning for alle programvaredefekter eller –feil som i det vesentlige forhindrer driften i samsvar med funksjonsspesifikasjonene. Hologic kan alternativt velge å betale tilbake eller kreditere kunden et beløp som tilsvarer kjøpesummen av det defekte utstyret, komponenten, programvaren, forbruksmateriellet eller tjenesten. Enhetene som erstattes blir Hologics eiendom. Alle krav skal innledes ved å kontakte Hologic innen den gjeldende garantiperioden og tretti (30) dager etter at man har oppdaget brudd eller manglende samsvar. Hologic må gis rimelig tilgang og mulighet til å inspisere alt tilhørende materieell. Hvis ikke Hologic og kunden er i stand til å avgjøre eventuelle erstatningskrav og kunden ikke har varslet Hologic innen ett (1) år etter at kravet oppsto, skal kunden ikke senere kunne iverksette rettslige tiltak. Disse rettighetene består av Hologics totale ansvar og kundens eksklusive kompensasjon for garantibrudd og er i stedet for andre virkemidler ved bruk av lov eller kapital.

ANSVARSBEGRENSNING. HOLOGIC SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN SPESIELLE, TILFELDIGE, STRAFFERETTSLIGE, MØNSTERGYLDIGE ELLER KONSEKVENSMESSIGE SKADER, TAP ELLER UTGIFTER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV FORTJENESTE, DATA ELLER BRUK), SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE MÅTTE OPPSTÅ FRA SALG, HÅNDTERING, SERVICE ELLER BRUK AV DET BESTILTE ELLER LEVERTE PRODUKTET, ELLER FRA NOEN ANNEN ÅRSÅK RELATERT TIL DETTE, MED MINDRE DETTE ER UTTRYKkelig SKRIFTLIG AVTALT MELLOM PARTENE. MED UNNTAK AV PERSONSKADE ELLER DØD I DEN GRAD DETTE ER OPPSTÅTT SOM FØLGE AV UAKTSOMHET ELLER FORSETTLIG FEIL ELLER UNNLATELSE FRA HOLOGICS SIDE, SKAL IKKE HOLOGIC HOLDES ANSVARLIG UNDER NOEN JURIDISK TEORI ELLER AV NOEN ANNEN ÅRSÅK, ENTEN BASERT PÅ GARANTI, KONTRAKT, TORT, UAKTSOMHET ELLER ANNEN TEORI, SELV OM MAN ER BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN AV DETTE, FOR ET BELØP SOM OVERSTIGER PRISEN, GEBYRET ELLER AVGIFTEN SOM HOLOGIC HAR MOTTATT FOR DETTE.

Hologic er et varemerke og/eller registrert varemerke som tilhører Hologic, Inc. og/eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land. Alle andre varemerker som kan finnes i dette pakningsvedlegget, eies av sine respektive eiere.

©2011-2016 Hologic, Inc. Med enerett.
Delenummer LBL-02204-1801, Revisjon 101