



Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft:

Hologic Ltd.
 Heron House Oaks Business Park
 Crewe Road
 Wythenshawe, Manchester
 M23 9HZ, UK
 Tel: +44 (0)161 946 2206
 Fax: +44 (0)161 602 0995
 Email AuthorisedRepresentativeEurope@hologic.com

I. VERWENDUNGSZWECK:

Dieses Produkt erleichtert die Entnahme von Nukleinsäure aus formalinfixierten Proben.

II. MITGELIEFERTE REAGENZIEN

Hinweis: Informationen zu eventuell mit den Reagenzien verbundenen Gefahren- und Vorsichtshinweisen finden Sie in der Sicherheitsdatenblatt-Sammlung (Safety Data Sheet Library) unter www.hologic.com/sds.
 Konversionslösung (zwei Flaschen mit je 115 ml)

III. REAGENZZUSAMMENSETZUNG

Puffermischung aus Tris-Pufferlösung und EDTA
 pH 7,52 +/- 0,32
 Leitfähigkeit 52,6 mS/cm, +/- 6,4

IV. AUFBEWAHRUNG UND HANDHABUNG

Reagenzien müssen bei Raumtemperatur aufbewahrt werden und sind bis zu dem auf der Flasche angegebenen Datum haltbar.
 Die Produktbestandteile (Reste, Verpackung) sind als Laborabfall entsprechend den geltenden Vorschriften zu entsorgen.

V. GEBRAUCHSANLEITUNG

Zellmaterial soweit wie möglich von Fixiermittel befreien.
 Zellmaterial in 0,2 ml Konversionslösung geben.
 Probe bei 115 °C eine Stunde lang inkubieren.

HINWEIS: KONVERSIONSLÖSUNGSMENGE, INKUBATIONSTEMPERATUR UND -DAUER MÜSSEN ENTSPRECHEND DER ART DER PROBE UND DER EXTRAKTIONSCHÉMIE EMPIRISCH ERMITTELT WERDEN.

VI. EINSCHRÄNKUNGEN

Dieses Produkt wurde an Proben getestet, die mit einer 10-prozentigen neutral gepufferten Formalinlösung behandelt wurden, sowie an Proben, die mit einer alkoholbasierten Konservierungslösung mit Formalin behandelt wurden. Die Anwendung der Konversionslösung an Proben, die mit anderen formalinhaltigen Fixierungsmitteln oder alkoholbasierten Lösungen behandelt wurden, wurde nicht getestet.

VII. KONTAKTINFORMATIONEN

Hersteller:
 Hologic, Inc.
 10210 Genetic Center Drive
 San Diego, CA 92121 USA

Kundensupport: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)
customersupport@hologic.com

Technischer Kundendienst: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

VIII. HINWEIS ZUR EINGESCHRÄNKTEN LIZENZ FÜR DEN ANWENDER

Im Lieferumfang des Produkts von Hologic oder seinen autorisierten Vertragshändlern ist eine eingeschränkte und nicht übertragbare Lizenz enthalten, die den Urheberrechten von Hologic unterliegt. Diese Lizenz gilt nur für die Anwendung des Produkts zu seinem vorgesehenen Zweck. Die eingeschränkte Lizenz beinhaltet keine Lizenz, das Produkt in der Forschung bei der Entwicklung neuer Produkte, zur Herstellung von Produkten, für Rekonstruktionen, Verbesserungen an dieser Produkttechnologie oder andere kommerzielle Zwecke zu verwenden. Ohne schriftliche Genehmigung darf der Kunde das Produkt nicht an Dritte zu irgendeinem Zweck weitergeben. Wenn in diesem Abschnitt nicht anderweitig angegeben, wird keine weitere Lizenz gewährt, weder ausdrücklich, noch implizit, noch aufgrund von Treu und Glauben.

Legal Department, Hologic, Inc., 250 Campus Drive, Marlborough, MA, 01752, (508) 263-2900.

IX. EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

GARANTIE: Dem Erstkäufer wird für die Dauer eines (1) Jahres gewährleistet, dass Gerät, Verbrauchsmaterial und Software entsprechend den Produktspezifikationen funktionieren. Diese Garantie beginnt entweder mit dem Installationsdatum (falls zutreffend) oder dem Lieferdatum, je nachdem, was früher eintritt. Für nach dem Kauf erworbene Erweiterungen oder Zubehör gilt eine Garantie von sechs (6) Monaten. Röntgenröhren fallen entsprechend den zugehörigen Produktspezifikationen unter eine lineare anteilmäßige Garantie („Garantiezeitraum“). Die Garantie auf Ersatzteile entspricht entweder der restlichen Garantiedauer oder neunzig (90) Tagen ab Lieferung, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Bei Verbrauchsmaterial wird bis zum Ablauf des auf der jeweiligen Verpackung angegebenen Datums eine Garantie auf Funktionsweise entsprechend den zugehörigen Spezifikationen übernommen. Dienstleistungen werden fachmännisch ausgeführt. Hologic gewährleistet nicht, dass die Produktverwendung unterbrechungs- oder fehlerfrei abläuft oder dass Produkte zusammen mit nicht von Hologic autorisierten Produkten anderer Hersteller funktionieren. DIE EINZIGE VON HOLOGIC GEWÄHRTE GARANTIE IST AUSDRÜCKLICH AUF REPARATUREN ODER DEN (IM ERMESSEN VON HOLOGIC LIEGENDEN) AUSTAUSCH DES PRODUKTS (IM LIEFERZUSTAND), AUF ANSPRUCHSBEDINGTE KORREKTUREN ODER AUF IM ERMESSEN VON HOLOGIC LIEGENDE RÜCKERSTATTUNGEN ODER GUTSCHRIFTEN AN DEN KUNDEN IN HÖHE DES AN HOLOGIC GEZÄHLTEN KAUFPREISES ODER DER AN HOLOGIC GEZÄHLTEN GEBÜHREN BESCHRÄNKT. DIE VORGENANNTEN GARANTIE ERSETZEN SÄMTLICHE ANDEREN HIER NICHT

AUSDRÜCKLICH GENANNTEN GARANTIEEN, SEIEN ES AUSDRÜCKLICHE ODER GESETZLICH ODER ANDERWEITIG IMPLIZITE GARANTIEEN, DARUNTER UNTER ANDEREM SÄMTLICHE IMPLIZITE GARANTIEEN EINER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE GILT NUR FÜR DEN ERSTKÄUFER UND WIRD NICHT AN DRITTE, UNTER ANDEREM KUNDEN DES KUNDEN, ÜBERTRAGEN. BEI EINER ÜBERTRAGUNG DES PRODUKTS DURCH DEN KUNDEN AN EINE EINRICHTUNG ODER PERSON, DIE WENIGER ALS FÜNFZIG (50) PROZENT ANTEIL AM EIGENTUM DES PRODUKTS HÄLT, ERLISCHT DIESE GARANTIE. IN EINIGEN LÄNDERN IST DER AUSSCHLUSS IMPLIZITER GARANTIEEN NICHT ZULÄSSIG. INSOERN GELTEN DIE VORSTEHENDEN AUSSCHLÜSSE FÜR SIE MÖGLICHERWEISE NICHT. EVENTUELL HABEN SIE ZUDEM ANSPRUCH AUF WEITERE JE NACH LAND VERSCHIEDENE RECHTE. Die genannten Garantieen gelten nicht für Produkte, die: (a) nicht von durch Hologic autorisiertes Personal repariert, transportiert oder modifiziert werden; (b) physischen (darunter thermischen oder elektrischen) Belastungen ausgesetzt oder missbräuchlich verwendet werden; (c) entgegen den Angaben oder Anweisungen von Hologic gelagert, gewartet oder betrieben werden; oder (d) nicht im Rahmen einer Garantie von Hologic oder als Vorabversion oder wie vorgesehen geliefert werden.

GARANTIEANSPRÜCHE UND RECHTSMITTEL. Im Falle von Garantieansprüchen tauscht Hologic sämtliche Geräteteile, Komponenten oder Verbrauchsmaterialien, welche die Garantie nicht erfüllen, durch neue oder reparierte Produkte aus. Softwarefehler, aufgrund derer das Produkt nicht entsprechend den Spezifikationen verwendet werden kann, werden von Hologic durch angemessene Maßnahmen zeitnah behoben oder mit einer Zwischenlösung provisorisch umgangen. Alternativ kann Hologic dem Kunden eine Rückerstattung oder Gutschrift in Höhe des Kaufpreises des fehlerhaften Geräts oder Verbrauchsmaterials oder der fehlerhaften Komponente, Software oder Dienstleistung ausstellen. Ausgetauschte Teile gehen in das Eigentum von Hologic über. Ansprüche sind innerhalb des Garantiezeitraums und innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Auftreten des Mangels an Hologic zu melden. Hologic muss Zugang zu den beanstandeten Artikeln gewährt sowie die Möglichkeit gegeben werden, diese zu untersuchen. Können sich Hologic und der Kunde bei Ansprüchen nicht einigen und der Kunde hat Hologic nicht innerhalb von einem (1) Jahr nach Auftreten des Anspruches informiert, sind dem Kunden hiernach jegliche Rechtsmittel verwehrt. Diese Rechtsmittel stellen die gesamte Haftung seitens Hologic und das alleinige Rechtsmittel des Kunden bei Garantieverstößen dar und ersetzen sämtliche nach Recht und Billigkeit gewährten Rechtsmittel.

HAFTUNGSEINSCHRÄNKUNG: HOLOGIC HAFTET NICHT FÜR KONKRETE ODER ZUFÄLLIGE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN UND SCHADENSERSATZ MIT STRAFCHARAKTER, VERLUSTE ODER AUSGABEN (UNTER ANDEREM VERLUST VON GEWINN, DATEN ODER FUNKTIONSTÜCHTIGKEIT), DIE SICH DIREKT ODER INDIREKT AUS DEM VERKAUF, DER HANDHABUNG, WARTUNG ODER NUTZUNG DES BESTELLTEN ODER GELIEFERTEN PRODUKTS ODER AUS EINEM ANDEREN DAMIT IN ZUSAMMENHANG STEHENDEN GRUNDE ERGEBEN, ES SEI DENN, DIES WURDE VON DEN VERTRAGSPARTEIEN AUSDRÜCKLICH SCHRIFTLICH VEREINBART. MIT AUSNAHME VON

PERSONENSCHÄDEN ODER TODESFÄLLEN AUFGRUND NACHLÄSSIGER ODER ABSICHTLICH RECHTSWIDRIGER HANDLUNGEN ODER AUFGRUND VON VERSÄUMNISSEN DURCH HOLOGIC HAFTET HOLOGIC IM RAHMEN ANDERER RECHTSGRUNDLAGEN ODER AUFGRUND ANDERER GRUNDLAGEN, DIE SICH AUS GARANTIEEN, VERTRÄGEN, UNERLAUBTEN HANDLUNGEN ODER FAHRLÄSSIGKEIT ERGEBEN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DESSEN HINGEWIESEN WURDE, KEINESFALLS ÜBER DEN VON HOLOGIC ERHALTENEN PREIS ODER DIE VON HOLOGIC ERHALTENEN GEBÜHREN HINAUS.

Hologic ist eine Marke und/oder eingetragene Marke von Hologic, Inc. und/oder seinen Tochterunternehmen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken, die möglicherweise in dieser Packungsbeilage erscheinen, gehören dem jeweiligen Eigentümer.

©2011-2016 Hologic, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Artikelnummer LBL-02204-801, Revision 101